

傷を早く、きれいに治す!「湿潤療法」

湿潤療法とは

「キズは消毒して、乾かして、かさぶたを作って治す従来のキズの治し方（ドライヒーリング）に対して、近年、自然治癒力に着目し、浸透してきた新しいキズケアの常識は傷口を乾かさない「湿潤療法」（モイストヒーリング）です。湿潤療法で使うハイドロコロイドは、滲出液にふれるとジェル状に変化して、白く膨らんだ状態になります。この滲出液を十分に含んだジェル状のパッドが傷口を保護してくれるので、傷からの回復も早まります。かさぶたが作られにくいので、傷跡も残りにくいのです。

なぜ、消毒しないほうがいいのか？

傷ができると、ついつい消毒したくなりますが消毒液にはマイナス面もあります。悪い菌を攻撃すると同時に、傷を治そうとする細胞や滲出液にも攻撃をかけてしまいます。湿潤療法では、消毒薬を使わずに、水道水で傷口についた汚れをていねいに洗い流すことで、滲出液の働きを阻害することなく、傷口の修復に活躍してもらうことができます。

湿潤療法のコツ

① 傷は水道水でよく洗う

傷ができたら、石鹸は使用せず、水道水で良く洗います。洗い終わった後に、消毒液、傷口用軟膏などは使用しません。

③ 手で温めてから使用する

1分間ほど、手で温めてから使用すると密着し、効果が上がります。貼っても1分ほど手でやさしく押さえるのもポイント。

② 傷が乾く前に使用する

傷ができてから時間が経過した場合、ハイドロコロイドは有効ではありません。傷ができてから、早めに使用しましょう。

④ 傷の状態を観察する

貼った翌日に患部を観察する。熱っぽさや、臭いがしたら、中止して医療機関へ。

おすすめ商品

キズパワーパッド 〈ふつうサイズ 10枚入〉

796円(税込)

しなやかな貼り心地。
肌色半透明で目立ちません。
完全防水仕様。滅菌済。



キズパワーパッド 〈指用 6枚入〉

753円(税込)

指にしっかり巻ける
指巻き用4枚と曲げ伸ばし
しやすい指関節用2枚入



キズパワーパッド 〈スポットタイプ 10枚入〉

796円(税込)

手のひらなど、動きの多い
部分のキズに最適です。



○店舗により在庫状況が異なります。ご了承ください。