


# 入れ歯安定剤 選び方のポイント

入れ歯安定剤には、おもに4タイプあります

## ① 粉末タイプ ② クリームタイプ ③ シートタイプ

粘着成分で安定させるタイプ。唾液などの水分と混ざると粘着性が増します。入れ歯とあごのすき間が小さく、「入れ歯がゆるむ」と感じる時に効果的です。



## ④ クッションタイプ

チューインガム状の吸着剤によって安定させるタイプ。

①～③より強力なので、すき間が大きくなってがたつくようになったときにおすすめです。

## 選び方のポイント

### ① 入れ歯を作りたてのときは、ひとまず粉末タイプ

入れ歯に違和感がある程度のはきは、粘着力の弱い粉末タイプを。取り扱いも簡単です。

### ② 入れ歯がゆるむときは、クリームタイプかシートタイプ

入れ歯がゆるんだり、小さな食べ物がすき間にはさまって痛みを感じたりするようなときは、多少粘着力の強いこの2タイプを。

### ③ がたつくならクッションタイプだが、長期連用は避ける


強力で密着性も高いこのタイプが頼りになります。しかし長期連用により歯ぐきがやせたり、かみ合わせが悪くなることもあるため、一時的な使用とし、歯科医師に入れ歯の調整をご相談ください。

目安

入れ歯を作りたて

1～2年経過

3～5年経過



#### 《粉末タイプ》

- 安定力△
- 違和感のなさ◎
- 持続力△
- 準備の簡単さ◎
- 掃除のしやすさ◎

#### 《クリームタイプorシートタイプ》

- 安定力○
- 違和感のなさ○
- 持続力○
- 準備の簡単さ○
- 掃除のしやすさ△

#### 《クッションタイプ》

- 安定力◎
- 違和感のなさ△
- 持続力◎
- 準備の簡単さ△
- 掃除のしやすさ△

## おすすめ商品

### 粉末タイプ

#### ◆ 新ファストン

1,650円(税込)

内容量：125g

薄くついて違和感が少なく使えます。



### クリームタイプ

#### ◆ 新ポリグリップ 無添加

1,078円(税込)

内容量：75g

入れ歯を安定させ、味をほとんど変えずに食事をしたい方へ。



### クッションタイプ

#### ◆ クッションコレクト

1,496円(税込)

内容量：36g

少量でもしっかりと密着し、1回で適度な弾力が4～5日持続。



※店舗により在庫状況が異なります。ご了承ください。